



Dedalus
HEALTHCARE SYSTEMS GROUP

ORBIS NICE Composer Advanced

Übungsaufgaben zum Video Training

LIFE FLOWS THROUGH OUR SOFTWARE

Übungsaufgabe: Schirmaufteilung

Empfohlen nach Video: „Schirme und Subformulare“

- Erstellen Sie ein neues Standardformular (NICE-Konform)
- Parametrieren Sie ein Textfeld mit einem Fixtext als Beschriftung
 - z.B. „Bitte geben Sie eine Begründung ein:“
- Erstellen sie eine Schirmaufteilung für Ihr Formular:
 - Horizontale Teilung
 - Jeder Bereich mit eigener Toolbar und Registerkarte (oben „Beispiel Eingabe“, unten „Beispiel Listenbaustein“)
 - Die bestehenden Felder aus der Übung mit den Gültigkeiten sollen im oberen Schirm angezeigt werden. (Hinweis: Verwenden Sie den Split-Screen Baustein)
- Geben Sie das Formular frei, berechtigen es und hängen es in das Kontextmenü

Musterlösung: FODE ADV Schulung 1A

Übungsszenario Listenbaustein

Empfohlen nach Video: „Listenbaustein Darstellung Korrekturen“

Gefordert ist ein Baustein zur Dokumentation von Medikamenten, z.B. im Entlassungsbrief oder Anamnese.

Die Übungen werden als Anwenderanforderungen formuliert. Die Umsetzung soll die Anforderungen erfüllen. Dabei gibt es immer mehrere Möglichkeiten zur Lösung.

Die Übungen bauen aufeinander auf. Sie erweitern Ihr Formular ständig. Wenn sie einen Stand sichern möchten, exportieren Sie bitte das Formular.

Die Musterlösung für das gesamte Szenario finden Sie im Formular: „FODE ADV Schulung Medikation Sub“

Listenbaustein Übung 1:

Empfohlen nach Video: „Listenbaustein Darstellung Korrekturen“



Ich brauche eine Möglichkeit, Medikamente im Arztbrief zu dokumentieren. Die Erfassung soll in folgender Form erfolgen:

Medikament	Wirkstoff	Dosierung	Morgens	Mittags	Abends	zur Nacht



Immer wenn ein neues Medikament oder ein Wirkstoff eingegeben wird, soll eine neue Zeile erscheinen.

Hinweise:

- Erstellen Sie das Formular bitte als neues Subformular, und binden es in Ihr Formular ein.
- Die Parametrierung von Rahmenlinien ist nicht erforderlich.

Listenbaustein Übung 2:

Empfohlen nach Video: „Listenbaustein und Linien“



Es sollen bitte Linien zwischen den Zeilen und Spalten dargestellt werden.



Die Spalte „Medikament“ soll nicht gedruckt werden

Listenbaustein Übung 3:

Empfohlen nach Video: „Listen belegen ohne Report“



Ich möchte die letzte Medikation mit einem Klick übernehmen können. Wenn schon etwas eingegeben ist, darf das aber nicht verloren gehen.

Listenbaustein Übung 4:

Empfohlen nach Video: „FOR Schleife“

 Wenn mindestens ein Medikament in der Liste eingetragen ist, soll unter der Liste folgender Hinweis erscheinen:

„Es können auch wirkungsgleiche Generika verordnet werden.“

Listenbaustein Abschlussübung: Szenario

Empfohlen nach Video: „Dynamische Aktenreiter Teil 4“



Ich möchte eine Verlaufsdokumentation, bei der ich an jedem Tag einen Eintrag machen kann und alle Einträge in einem Formular habe, um nicht lange in der Krankengeschichte suchen zu müssen.

Es muss dokumentiert werden, wann und wer den Eintrag gemacht hat.

*Den gesamten Verlauf möchte ich hinterher in den Arztbrief übernehmen können.
Z.B. mit einem Textbaustein.*

Die Musterlösung für das gesamte Szenario finden Sie in den Formularen „FODE ADV Schulung 2“ und „FODE ADV Schulung 2 Sub“

Listenbaustein Abschlussübung Teil 1

Empfohlen nach Video: „Dynamische Aktenreiter Teil 4“

Benötigt wird:

-Hauptformular mit

- Schirmaufteilung für dynamische Aktenreiter
- Listenbaustein für dynamische Aktenreiter
- Subformular im Listenbaustein
- Langetextfeld für Zusammenfassung

-Subformular mit

- Eingabefeldern für den Text, Datum und Zeit, Benutzer
- Übergabe an die Liste

-Eine Aktion im Hauptformular mit

- FOR Schleife zum Erstellen der Zusammenfassung

Listenbaustein Abschlussübung Teil 2

Empfohlen nach Video: „Gültigkeiten“

Definieren Sie die Benutzereingabe als Pflichtfeld.

Markieren Sie die Registerkarte auf der die Gültigkeitsverletzung ist.

Bei Doppelklick auf die Fehlermeldung soll die richtige Registerkarte fokussiert werden.

Musterlösung:

„FODE ADV Schulung 2 (Zusatz)“ und „FODE ADV Schulung 2 (Zusatz) Sub“



Dedalus
HEALTHCARE SYSTEMS GROUP

> **DANKE**

LIFE FLOWS THROUGH OUR SOFTWARE

>

Dedalus und das Dedalus Logo sind Zeichen der Dedalus S.p.A., Italien, oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle anderen in dieser Publikation erwähnten Namen von Produkten und Diensten sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markenrechtsinhabern. Die in dieser Publikation angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck einer Erläuterung und stellen keine von DH Healthcare GmbH zu erfüllenden Normen oder Spezifikationen dar. Die Merkmale der beschriebenen Produkte und Dienste sind unverbindlich und können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte und Dienste sind zudem in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar oder können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen.

Copyright © 2020 DH Healthcare GmbH

Alle Rechte vorbehalten